



Fundusze Europejskie
Inteligentny Rozwój



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Wózek specjalny inwalidzki

DOMINATOR PRO™

Kody NFZ: S.18.01.00 / S.20.01.01 / S.21.01.01

DOMINATOR PRO™ to zaawansowany wózek specjalny dla dzieci i dorosłych z ograniczoną mobilnością, zapewniający stabilność, bezpieczeństwo i komfort. Idealny do użytku domowego, rehabilitacji oraz aktywności na świeżym powietrzu. Wyposażony w płynną regulację wysokości oparcia, głębokości siedziska i długości podnóżków, wózek dostosowuje się do indywidualnych potrzeb i rośnie razem z użytkownikiem. Dzięki czterem dużym kołom, DOMINATOR PRO™ świetnie sprawdza się w trudnym terenie, radząc sobie z nierównościami i wysokimi krawężnikami. Solidna konstrukcja z trwałych materiałów sprawia, że wózek spełnia wymagania osób z dysfunkcjami narządu ruchu, niezależnie od poziomu napięcia mięśniowego.



Łatwa
obsługa

24⁺

24 miesiące
gwarancji



Funkcja
kubatkowa



Płynna i bezpunktowa
regulacja



Regulowane peloty biodrowe, anatomiczne peloty piersiowe z pasem piersiowym i stabilizator głowy pomagają korygować wady postawy oraz w znaczącym stopniu zapobiegają ich pogłębianiu się.



W połączeniu z regulacją kąta oparcia siedziska oraz podnóżków, utrzymanie optymalnej, skorygowanej, bezpiecznej i komfortowej pozycji siedzącej, półsiedzącej lub leżącej jest dużo łatwiejsze, niż w przypadku innych wózków specjalnych.



Błyskawiczne dopasowanie produktu do użytkownika dzięki zastosowaniu płynnej i bezpunktowej regulacji.



Dzięki hamulcom bębnowym kół tylnych pokonywanie pochyłości terenu nawet z ciężkimi użytkownikami jest pod pełną kontrolą osoby prowadzącej wózek.




150 - 180 cm

Orientacyjny wzrost
użytkownika



50 - 90 kg

Maksymalna dopuszczalna
waga użytkownika



Więcej szczegółów na temat produktu znajdziesz na naszej stronie internetowej.



To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

WSKAZANIA DO STOSOWANIA

Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) – różne postacie | Uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego o różnej etiologii z niedowładami kończyn, ciężkimi zaburzeniami równowagi i koordynacji ruchów | Choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane – SM, stwardnienie zanikowe boczne – SLA i inne) | Przepuklinę oponowo-rdzeniową | Choroby mięśni przebiegające z niedowładami i porażeniami (m.in. dystrofię, miastenię, zapalenie wielomięśniowe) | Zespoły genetyczne przebiegające z niedowładami kończyn | Choroby zwyrodnieniowe i metaboliczne układu nerwowego | Choroby zwyrodnieniowe i reumatyczne stawów | Inne choroby przebiegające z niedowładami, porażeniami, uszkodzeniami w zakresie narządu ruchu | Po urazach, po przebytych urazach czaszkowo-mózgowych lub urazach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego z niedowładami i porażeniami, szczególnie z niedowładami czterokończynowymi (jako etap procesu rehabilitacyjnego lub stałe zaopatrzenie ortopedyczne).

PRZECIWWSKAZANIA

Stan krytyczny użytkownika | Paraliż | Głęboka sedacja | Niestabilne złamania z określonymi zaleceniami ortopedycznymi, w tym złamania kręgosłupa | Nieleczona zakrzepica żył głębokich | Niestabilność hemodynamiczna | Stwierdzone zaburzenia czynności mózgu podczas siedzenia w pozycji wyprostowanej | Ciężkie zapalenie stawów kręgosłupa szyjnego | Zatorowość płucna | Świeży zawał mięśnia sercowego w ciągu ostatnich 24 godzin | Świeże rany pooperacyjne lub niegojące się rany w obrębie pleców, okolic obręczy miednicznej, stawów biodrowych oraz ud | Użytkownicy z zaburzeniami psychicznymi nie powinni być pozostawieni w wyrobie bez nadzoru opiekuna