

AM-OSN-U-07

OTWARTA ORTEZA RĘKI I PRZEDRAMIENIA ZE STABILIZACJĄ KCIUKA

Przeznaczenie:

- schorzenia neurologiczne pochodzenia centralnego lub obwodowego,
- zniekształcenia i niestabilności stawów nadgarstka lub kciuka (reumatologia),
- zwichnięcia stawu nadgarstkowego i kciuka,
- uszkodzenia i zapalenia ścięgien,
- zespoły bólowe nadgarstka i kciuka,
- ostre lub przewlekłe zapalenia kości nadgarstka,
- po zabiegach operacyjnych (ortopedia, traumatologia),
- doleczenie złamań kości przedramienia i nadgarstka.

Strona produktu:



Dostępne rozmiary:

XS • S • M • L • XL



- Otwarta orteza przedramienia została wykonana według nowego bardziej anatomicznego kształtu, dzięki czemu lepiej stabilizuje staw promieniowo-nadgarstkowy, nadgarstek i przedramię.
- W górnej części wyrobu zainstalowano dwie fiszbiny ortopedyczne, które wraz z tyłką dłoniową przekrojowo tworzą trzy obwodowe punkty podparcia kończyny górnej.
- W dłoniowej części ortezy zainstalowano miękką elastyczną poduszkę poprawiającą komfort użytkowania wyrobu. Orteza przeciwdziała wystąpieniu u jej użytkowników zespołu cieśni nadgarstka.
- W wyrobie zamontowano taśmę stabilizującą kciuk, której nadmiar po dopasowaniu należy odciąć.
- Dodatkowo w wyrobie zainstalowano aluminiową szynę boczną ze stabilizatorem, której zadaniem jest funkcja odwiedzenia kciuka. Zakres i sposób jego odwiedzenia może być dowolnie kształtowany przez odpowiednie przegięcie szyny.



ORTEZA
NADGARSTKA



WYRÓB
MEDYCZNY KL. I



BEZ
CHEMIKALIÓW



ALTERNATYWA
GIPSU



BAWEŁNA



ANATOMICZNY SZYNA
DŁONIOWA



CTS SYNDROME



WOLNY
OD LATEKSU



ER



PRZYJAZNY
DLA SKÓRY



ODDYCHAJĄCY



POLECANY PRZEZ
SPECJALISTÓW