ottobock.

Malleo Immobil Walker

Jedna rodzina - wiele możliwości leczenia



Quality for life

Informacja dla użytkowników

Malleo Immobil Walker

Rodzina produktów Malleo Walker idealnie nadaje się do pooperacyjnego i zachowawczego leczenia urazów stopy i stawu skokowego. Oferuje szeroką gamę zaopatrzenia terapeutycznego w przypadku uszkodzeń więzadeł, tkanek miękkich, ścięgien, a także przedniej części stopy, śródstopia, kości stępu i stawu skokowego.

Wszystkie modele posiadają zaokrągloną podeszwę zewnętrzną, wspomagającą fizjologiczny chód. Zapięcia Velcro zapewniają prosty i szybki montaż, co wpływa na łatwą obsługę ortezy przez użytkownika. Dodatkowo, rodzina produktów Malleo Immobil Walker jest uniwersalna, co oznacza, iż może być stosowana do zaopatrzenia zarówno lewej jak i prawej nogi.

Antypoślizgowa podeszwa, ze specjalnie zaprojektowanym bieżnikiem, gwarantuje najwyższe bezpieczeństwo - nawet na miękkim i nasiąkniętym deszczem podłożu.

50S12-1 Malleo Immobil Air Walker High



Wskazania

Malleo Immobil	Walker, low 50S11-1	Air Walker, low 50S14-1	Walker, high 50S10-1	Air Walker, high 50S12-1	ROM Walker 50S15-1
					
Stabilne złamania przodostopia, śródstopia i/lub kostki	●	●	●	●	●
Dystalne złamanie kości strzałkowej	●	●	●	●	●
Uraz tkanek miękkich stopy/ stawu skokowego	●	●	●	●	●
Po operacji palucha koślawego	●	●			
Urazy przodostopia, śródstopia i stępu					●
Skręcenie stawu skokowego				●	
Zerwanie ścięgna Achillesa			● (z wkładkami)	● (z wkładkami)	●

Cechy i zalety:

- Zaokrąglona podeszwa zewnętrzna wspomagająca fizjologiczny chód
- Ortezy wytrzymują maksymalne obciążenie do 200 kg (440 lbs)
- Dostępne są w rozmiarach S-XL, obejmując szeroką gamę rozmiarów obuwia (35 - 50)
- Posiadają pod piętą wbudowaną przestrzeń absorbującą wstrząsy
- Wygodne miękkie wyścielenie
- Łatwa obsługa
- Lekka konstrukcja
- Wszystkie modele unieruchamiają obszar kostki/ stopy. Modele z zintegrowaną pompką, dodatkowo wpływają na zmniejszenie obrzęków i krwiaków przez umiarkowaną kompresję
- Osłony przeciwdeszczowe, pokrowce na noc i dodatkowe wkładki są dostępne dla wszystkich modeli. Kliny pod pięty są dostępne dla modelu 50S10-1 (10°/16°/22°) oraz 50S12-1 (15°/30°)

Tabela rozmiarów

Malleo Immobil	Walker, high 50S10-1=*	Walker, low 50S11-1=*	Air Walker, high 50S12-1=*	Air Walker, low 50S14-1=*	ROM Walker, high 50S15-1=*
Rozmiar			Rozmiar obuwia		
S	35 – 37	35 – 37	35 – 37	35 – 37	35 – 37
M	38 – 42	38 – 42	38 – 42	38 – 42	38 – 42
L	43 – 45	43 – 45	43 – 45	43 – 45	43 – 45
XL	46 – 50	46 – 50	46 – 50	46 – 50	46 – 50

Otto Bock Polska sp. z o.o.
ul. Koralowa 3 · 61-029 Poznań
T +48 61 6538 250 · F +48 61 6538 031
ottobock@ottobock.pl · www.ottobock.pl

© Ottobock · 646D357=PL-02-1502 · Firma Ottobock Polska zastrzega sobie prawo do zmian i błędów w druku.