ottobock.

Agilium Reactive

Pomoc przy osteoartrozie stawu kolanowego.

Mniej bólu. Większa mobilność.



Quality for life

Informacja o produkcie.

Agilium Reactive
Osteoartroza stawu kolanowego

Osteoartroza - choroba zwyrodnieniowa stawów, jest najczęstszym zaburzeniem stawów na świecie. W świetle naszej starzejącej się populacji, liczba osób dotkniętych tą chorobą stale rośnie. Najczęściej diagnozowana jest u kobiet i osób z nadwagą.

Osoby doświadczone chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego skarżą się, że nawet podstawowe, codzienne czynności powodują ból kolan. Natomiast każde, niewielkie uśmierzenie bólu, powoduje natychmiastową poprawę ich aktywności.



Czy wiedziałeś?

Pacjent z chorobą zwyrodnieniową stawów, przyjmuje średnio około 1200 tabletek przeciwbólowych rocznie. Może to prowadzić do uszkodzenia jelit i wątroby. Orteza Agilium Reactive oferuje pewną alternatywę. Warto, aby pacjent z chorobą zwyrodnieniową kolana, sprawdził skuteczność tej ortezy.

Agilium Reactive to orteza kolana, która wykorzystuje tradycyjną zasadę trzypunktowego podparcia, odciążając przyśrodkową lub boczną stronę stawu kolanowego.
Jest optymalnym rozwiązaniem dla pacjentów, dostawców i lekarzy, których celem jest osiągnięcie kompleksowego zaopatrzenia na staw kolanowy. Wykorzystuje innowacyjną technologię mocowania w górnej części łydki (BOA), zapewniając komfort podczas siedzenia oraz szybką i łatwą regulację podczas stania.

[1] Schmalz et al. 2006; Schmalz et al. 2011; Fantini-Pagani et al. 2014; Menger et al. 7/2016 „Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery (AOTS)"





Dla lepszego komfortu.

Agilium Reactive, dzięki zastosowaniu specjalnego materiału jest lekka, smukła i niewidoczna pod ubraniem. Innowacyjna technologia użytego wyścielenia, wpływa na komfort noszenia, zapewniając jednocześnie ochronę przed ześlizgiwaniem się i zmianą położenia.

System BOA i siadasz wygodnie


Użytkownicy często mają problem z ortezą, która wywiera nadmierny ucisk łydki podczas siadania. Mięsień łydki zmienia swój kształt w momencie siadania a górny pasek ortezy przy łydce, który w pozycji stojącej był wygodny, nagle staje się zbyt ciasny. Agilium Reactive oferuje unikalne rozwiązanie tego problemu. Dzięki systemowi mocowania BOA, po odblokowaniu przycisku, pasek może być łatwo poluzowany. Jeśli ponownie wymagane jest stabilne wsparcie, użytkownik wciska przycisk i obracając go w prawo, zwiększa ucisk wokół łydki.

Dopasowuje się do kształtu ciała.

Dzięki samodopasowującym się brzegom, Agilium Reactive można dostosować do różnych obwodów kończyny dolnej. Umożliwia to oferowanie ortezy tylko w jednym, uniwersalnym rozmiarze z podziałem na prawą i lewą stronę.

Tabela rozmiarów dla 50K324 Agilium Reactive

Przykładowe zamówienie: 50K324=L-1 50K324=R-1



Strona	Obwód (cm)	
L/R	**A**	30–60
	B	39–80


Agilium Freestep 2.0


Agilium Patella

Linia produktów "Agilium"

Ortezy z linii Agilium, zaprojektowano specjalnie na objawy związane z osteoartrozą stawu kolanowego. Każdy produkt działa w inny sposób, uwzględniając różne postacie zwyrodnienia stawu kolanowego i rzepki. Szczególny nacisk położyliśmy na ich komfort i przydatność w codziennym użytkowaniu.

Otto Bock Polska Sp. z o. o.
ul. Koralowa 3, 61-029 Poznań
Tel.: +48 61 653 82 50
www.ottobock.pl

© Ottobock · 646I122=en_Master-02-1706 · Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i błędów w druku.