Fundusze Europejskie
Inteligentny Rozwój

Rzeczpospolita Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Wózek specjalny inwalidzki

DOMINATOR EVO PRO™

Kody NFZ: **S.18.01.00 / S.20.01.01 / S.21.01.01**

DOMINATOR EVO Pro™ to specjalny wózek dla dzieci i dorosłych z poważnymi dysfunkcjami ruchu, zapewniający wysoki poziom wsparcia, komfortu i bezpieczeństwa. Dzięki płynnej regulacji oparcia, siedziska i podnóżka można go łatwo dopasować do zmieniających się potrzeb użytkownika. Zwrotne koła umożliwiają manewrowanie w różnych przestrzeniach, a trwała konstrukcja sprawdza się w domu, ośrodku rehabilitacyjnym i na zewnątrz.

Łatwa obsługa

24 miesiące gwarancji

Funkcja kubełkowa

Płynna i bezpunktowa regulacja





Regulowane peloty biodrowe, anatomiczne peloty piersiowe z pasem piersiowym i stabilizator głowy pomagają korygować wady postawy oraz w znaczącym stopniu zapobiegają ich pogłębianiu się.



W połączeniu z regulacją kąta oparcia siedziska oraz podnóżków, utrzymanie optymalnej, skorygowanej, bezpiecznej i komfortowej pozycji siedzącej, półsiedzącej lub leżącej jest dużo łatwiejsze, niż w przypadku innych wózków specjalnych.



Błyskawiczne dopasowanie produktu do użytkownika dzięki zastosowaniu płynnej i bezpunktowej regulacji.



Dzięki hamulcom bębnowym kół tylnych pokonywanie pochyłości terenu nawet z ciężkimi użytkownikami jest pod pełną kontrolą osoby prowadzącej wózek.

150 - 180 cm
Orientacyjny wzrost użytkownika

50 - 90 kg
Maksymalna dopuszczalna waga użytkownika

Więcej szczegółów na temat produktu znajdziesz na naszej stronie internetowej.

To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

WSKAZANIA DO STOSOWANIA

Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) – różne postacie | Uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego o różnej etiologii z niedowładami kończyn, ciężkimi zaburzeniami równowagi i koordynacji ruchów | Choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane – SM, stwardnienie zanikowe boczne – SLA i inne) | Przepuklinę oponowo-rdzeniową | Choroby mięśni przebiegające z niedowładami i porażeniami (m.in. dystrofię, miastenię, zapalenie wielomięśniowe) | Zespoły genetyczne przebiegające z niedowładami kończyn | Choroby zwyrodnieniowe i metaboliczne układu nerwowego | Choroby zwyrodnieniowe i reumatyczne stawów | Inne choroby przebiegające z niedowładami, porażeniami, uszkodzeniami w zakresie narządu ruchu | Po urazach, po przebytych urazach czaszkowo-mózgowych lub urazach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego z niedowładami i porażeniami, szczególnie z niedowładami czterokończynowymi (jako etap procesu rehabilitacyjnego lub stałe zaopatrzenie ortopedyczne).

PRZECIWWSKAZANIA

Stan krytyczny użytkownika | Paraliż | Głęboka sedacja | Niestabilne złamania z określonymi zaleceniami ortopedycznymi, w tym złamania kręgosłupa | Nieleczona zakrzepica żył głębokich | Niestabilność hemodynamiczna | Stwierdzone zaburzenia czynności mózgu podczas siedzenia w pozycji wyprostowanej | Ciężkie zapalenie stawów kręgosłupa szyjnego | Zatorowość płucna | Świeży zawał mięśnia sercowego w ciągu ostatnich 24 godzin | Świeże rany pooperacyjne lub niegojące się rany w obrębie pleców, okolic obręczy miednicznej, stawów biodrowych oraz ud | Użytkownicy z zaburzeniami psychicznymi nie powinni być pozostawieni w wyrobie bez nadzoru opiekuna